

Duo 200

Marca: Gymna



- Elettroterapia a 2 canali, a 2 e 4 poli, correnti a bassa e media frequenza.
- Programma diagnostici.

Standard equipment:

- Cavo di rete
- Cavo con elettrodi, a 2 vie
- Spina di prova, V-V, 4 mm
- Elettrodo in gomma, 6 x 8 cm, cf. da 2
- Sacchettino Chamex per elettro. da 6 x 8 cm, cf. da 4
- Cinghia di fissaggio, elastica, 5 x 60 cm
- Visual Analogue Scale (VAS)
- Foto illustrative Duo 200 posizionamento elettrodi
- Istruzioni per la sicurezza
- Manuale

Optional accessories:

- Borsa
- Elettro. a penna con spugnetta, Ø 15 mm
- Spugnetta per elettrodo a penna, cf. da 10
- Sonda, vaginale, DIN a 6 poli
- Sonda, anale, DIN a 6 poli
- Sonda, rettale
- Elettro., autoadesivo, Ø 3 cm, cf. da 4
- Elettro., autoadesivo, 2,5 x 5 cm, cf. da 4
- Elettro., autoadesivo, 5 x 5 cm, cf. da 4
- Elettro., autoadesivo, 5 x 10 cm, cf. da 4
- Cavo adattatore 4 > 2 mm per elettro. aderente
- Elettro. in gomma, 4 x 6 cm, cf. da 2
- Elettro. in gomma, 8 x 12 cm, cf. da 2
- Cinghia di fissaggio, elastica, 5 x 30 cm
- Cinghia di fissaggio, elastica, 5 x 120 cm
- Sacchettino Chamex per elettro. da 4 x 6 cm, cf. da 4
- Sacchettino Chamex per elettro. da 8 x 12 cm, cf. da 4

- Ripiano + cassetto extra per Mobil 700
- Portabottiglia per Mobil 700